



BUBL® Swimming Bescherming tegen water

Productinformatie:

- Type: Oordoppen van silicone
- Maat: One Size
- Hoeveelheid: 4 paar
- Bescherming tegen water

Beschrijving:

De BUBL® oordoppen van silicone zijn zachte siliconen oordoppen die de gehoorgang effectief beschermen tegen water tijdens zwemmen of douchen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Voorbereiding:

- Zorg dat uw handen schoon zijn.
- Neem het oordopje tussen duim en wijsvinger en duw het plat.

2. Plaatsing:

1. Plaats de dop tegen de propere en droge oorschelp.
2. Druk aan totdat u voelt dat de dop zich vasthecht.

Opgepast:

- Niet in stukken snijden.
- Deze oordoppen niet in de gehoorgang plaatsen.

Zie illustraties.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vóór gebruik.
- Niet gebruiken bij diepzeeduiken.
- Breng de oordopjes aan volgens de meegeleverde instructies.
- Controleer de oordoppen regelmatig op juiste werking en eventuele schade.
- Indien beschadigd, product niet meer gebruiken.
- Wanneer de meegeleverde gebruiksinstructies niet worden nageleefd, kan de doeltreffendheid van de oordopjes afnemen.
- Bewaar de oordopjes in de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen.
- Bepaalde chemische stoffen kunnen het product beschadigen.
- Neem contact op met de verdeler voor meer informatie of surf naar www.bublearplugs.be

Productie en distributie

- Producent: Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd, No. 285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, 510880 Guangzhou, China
- Importeur: Axone Pharma SA: Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium

BUBL® Swimming Protection contre l'eau

Informations sur le produit :

- Type : Bouchons d'oreilles en silicone
- Taille : Taille Unique
- Quantité : 4 paires
- Protection contre l'eau

Description :

Les bouchons d'oreilles en silicone de BUBL® sont des bouchons d'oreilles en silicone souple, protégeant efficacement le conduit auditif contre l'eau lors de la baignade ou de la douche.

Instructions d'utilisation :

1. Préparation :

- Lavez-vous les mains.
- Saisissez le bouchon entre le pouce et l'index et aplatissez-le légèrement.

2. Mise en place :

1. Placez le bouchon contre le pavillon de l'oreille propre et sèche.
2. Appuyez jusqu'à ce que vous sentiez que le bouchon adhère correctement.

Attention :

- Ne pas couper en morceaux.
- Ne pas insérer ces bouchons dans le conduit auditif.

Voir illustrations.

Informations de sécurité importantes :

- Lire attentivement la notice avant utilisation.
- Ne pas utiliser pour la plongée en profondeur.
- Insérez les bouchons conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement et l'absence de dommages. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez plus.
- Le non-respect des instructions d'utilisation peut réduire l'efficacité des bouchons.
- Conservez les bouchons dans leur emballage d'origine et hors de portée

des enfants.

- Certaines substances chimiques peuvent endommager le produit.
- Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou consultez : www.bublearplugs.be

Fabrication et distribution

- Fabricant : Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd, No. 285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, 510880 Guangzhou, Chine
- Importateur : Axone Pharma SA: Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium

BUBL® Swimming Schutz vor Wasser

Produktinformationen:

- Typ: Silikon-Ohrstöpsel
- Größe: Einheitsgröße
- Menge: 4 Paare
- Wasserschutz

Beschreibung:

Die BUBL® Silikon-Ohrstöpsel sind Ohrstöpsel aus weichem Silikon, die den Gehörgang beim Schwimmen oder Duschen wirksam vor Wasser schützen.

Gebrauchsanweisung:

1. Vorbereitung:

- Hände gründlich waschen.
- Halten Sie den Stöpsel zwischen Daumen und Zeigefinger und flach drücken.

2. Einsetzen:

1. Setzen Sie den Stöpsel auf die saubere, trockene Ohrmuschel.
2. Drücken Sie, bis er haftet.

Achtung:

- Nicht in Stücke schneiden.
- Diese Ohrstöpsel nicht in den Gehörgang einführen.

Siehe Abbildungen

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Nicht für das Tiefseetauchen verwenden.
- Setzen Sie die Ohrstöpsel gemäß den beiliegenden Anweisungen ein.

- Überprüfen Sie regelmäßig die einwandfreie Funktion und das Fehlen von Beschädigungen. Bei Beschädigung das Produkt nicht mehr verwenden.
- Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann die Wirksamkeit der Ohrstöpsel verringern.
- Bewahren Sie die Ohrstöpsel in ihrer Originalverpackung auf und außer Reichweite von Kindern.
- Bestimmte chemische Stoffe können das Produkt beschädigen.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Vertrieb oder besuchen Sie: www.bublearplugs.be

Herstellung und Vertrieb

- Hersteller: GuangDong J&Y Industrial Co., Ltd, No. 285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District, 510880 Guangzhou, China
- Importeur: Axone Pharma SA: Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium

Illustraties plaatsing / Illustrations placement / Abbildungen Platzierung:



1.

2.

Laatste versie bijsluiter / Dernière version de la notice / Letzte Version der Gebrauchsanweisung:
02/2026

AP-0625-V01

Ontdek BUBL® / Découvrez BUBL® Entdecken Sie BUBL®

Vraag raad aan uw apotheker.
Demandez conseil à votre pharmacien.
Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat.



- ✓ RELAX & SLEEP
- ✓ MUSIC
- ✓ SWIMMING
- ✓ FLY & TRAVEL